



Catalogue des analyses - Laboratoire

WT1

Hyperexpression WT1

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Le gène de WT1 (Wilmstrumor 1) est suppresseur de tumeurs et activateur d'oncogènes, en fonction du type cellulaire dans lequel la protéine WT1 est exprimée et des interactions avec d'autres protéines régulatrices, alors que dans la moelle osseuse de sujets sains l'expression de WT1 est très basse ou absente, une majorité (env. 70%) de patients atteints de leucémie aigüe présentent des taux médullaires de WT1 augmenté de 100 à 1000 x en fonction du nombre de cellules blastiques

Renseignement téléphonique

021 31 44 209

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Oncohématologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire

Lien

[026 - Hématologie spéciale](#)

Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Moelle osseuse
- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

Matériel standard

Quantité

3

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans u

Volume minimum

Sang: 20 ml
Moelle: 2 à 3 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biologie m

Matériel pédiatrique

Quantité

Idem adulte

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conditions d'acheminement

Envoi express - Température ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant
12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde

des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire

Site

BH18-100

Adresse

Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique

439

Téléphone

021 31 44 209

Site web

[Hématologie moléculaire](#)

Résultats

Délai de rendu

1-2 semaines

Interprétation

Hyperexpression du WT1 présente ou absente et au suivi, % de la valeur
du diagnostic

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

ARN: 5 ans

Tarif

Tarif (CHF)

393.3

Condition(s) spéciale(s)

Le tarif varie fortement en fonction des analyses réalisées