

Catalogue des analyses - Laboratoire

WT1

Hyperexpression WT1



# Informations générales

#### **Examen**

D	4-	l'analyses
Buι	ue	l'analyse

Le gène de WT1 (Wilmstrumor 1) est suppresseur de tumeurs et activateur d'oncogènes, en fonction du type cellulaire dans lequel la protéine WT1 est exprimée et des interactions avec d'autres protéines régulatrices, alors que dans la moelle osseuse de sujets sains l'expression de WT1 est très basse ou absente, une majorité (env. 70%) de patients atteints de leucémie aigüe présentent des taux médullaires de WT1 augmenté de 100 à 1000 x en fonction du nombre de cellules blastiques

## Renseignement téléphonique

021 31 44 209

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

## Fréquence d'exécution

1x/semaine

## Analyse accréditée

OUI

# Spécialité

• Oncohématologie

#### **Prescription**

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Info

Disponible au laboratoire

Lien

<u>026 - Hématologie spéciale</u>

## Renseignements à fournir

Motivation/renseignements cliniques sont essentiels

# Pré analytique

## **Prélèvement**

#### Nature

• Moelle osseuse

• Sang veineux

### Instruction(s) particulière(s)

En fonction du contexte clinique, Sang et/ou Moelle osseuse peuvent être analysés.

**Matériel standard** 

### **Quantité**

3

#### **Contenant**

Tube 7.5 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Contenant(s) autre(s)

L'analyse sur la moelle osseuse ne requiert que 2 à 3 ml de moelle dans  $\iota$ 

**Volume minimum** 

Sang: 20 ml Moelle: 2 à 3 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes peuvent suffire pour d'autres analyses de biolo

Matériel pédiatrique

**Quantité** 

Idem adulte

Stabilité maximale avant envoi

**Ambiant** 

24h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Conditions d'acheminement** 

Envoi express - Température ambiante

**Acheminement** 

**Conditions d'acheminement** 

Le vendredi ou veille de fête l'analyse doit être réceptionnée avant

12h00 et faire l'objet d'une annonce téléphonique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

**Adresse** 

Bugnon 46 1011 Lausanne

**Pneumatique** 

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30

Samedi: 6h30-15h30

Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

**Astreinte** 

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde



	des laboratoires LCC-LCH	
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>	
Analytique		
Prestataire		
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hématologie moléculaire	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Téléphone	021 31 44 209	
Site web	<u>Hématologie moléculaire</u>	
Résultats		
Délai de rendu	1-2 semaines	
Interprétation	Hyperexpression du WT1 présente ou absente et au suivi, % de la valeur du diagnostic	
Post analytique		
Conservation après examens		
Aliquote congelé	ARN: 5 ans	
Tarif		
Tarif (CHF)	393.3	
Condition(s) spéciale(s)	Le tarif varie fortement en fonction des analyses réalisées	

