

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Grand status hématologique

Formule sanguine complète, FSC

## Informations générales

### Examen

<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 200
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hématologie cellulaire</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Différenciation leucocytaire, formule sanguine complète
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999071 <b>Lien</b> <a href="#">023 - Hématologie hémostatse</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sang capillaire</li><li>Sang veineux</li></ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Attention: les tubes EDTA-K de 4.9 ml et 7.5 ml ne sont pas compatibles avec nos automates. Pour les adultes, utiliser strictement les tubes <b>EDTA-K de 2.6 ml</b> (ou de 1.2 ml si la prise de sang est difficile). Sang capillaire: uniquement lorsqu'il est nécessaire de faire un microprélèvement (Pédiatrie, Néonatalogie, Oncologie)
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

### Contenant(s) autre(s)

Tube 1.2 ml EDTA-K

## Stabilité maximale avant analyse

### Ambiant

6h

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

24h/24

### Téléphone

021 31 44 280

### Site web

[Réception des laboratoires 24/24.](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Hématologie générale 24/7
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24h/24
<b>Téléphone</b>	021 31 44 200
<b>Site web</b>	<a href="#">Hématologie générale 24/7</a>

## Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 2h
<b>Interprétation</b>	Paramètres testés: FSS + Répartition (différenciation) leucocytaire. En fonction de certaines alarmes de l'automate et de règles de validation définies, la différenciation sera rendu "automate" ou "microscope"

## Méthode analytique

### Principe de la méthode

- Cytométrie de flux par laser semiconducteur

## Post analytique

### Conservation après examens

**Prélèvement primaire** 3 jours à température ambiante

### Tarif

**Tarif (CHF)** 23.4

### Condition(s) spéciale(s)

Le prix indiqué est celui d'une répartition microscopique auquel s'ajoute 8.1 CHF pour la FSS. Le prix d'une FSC automatisée revient à 13.10 CHF