



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# X fragile

Analyse moléculaire

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Analyse de la méthylation et de la taille de la région instable du gène  
FMR1.  
OMIM 309550

#### Renseignement téléphonique

Médecin du service de génétique pour conseil génétique: tél: 021 314 32  
00  
Laboratoire : 021 31 43 373

#### Fréquence d'exécution

1 à pls x/semaine

#### Spécialité

- Génétique constitutionnelle

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[1000 - LGE - Analyses de génétique moléculaire \(ADN\).](#)

Lien

[1000 - LGE - Analyses de génétique moléculaire \(ADN\).](#)

#### Renseignements à fournir

Joindre la description du cas

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

7 jours après transfusion sanguine

#### Matériel standard

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Pneumatique

439

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00

#### Téléphone

021 31 44 280

#### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

#### Site web

[Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de génétique moléculaire

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 43 373

**Site web** [Génétique moléculaire](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Capillaire electrophorese

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 166.5