Catalogue des analyses - Laboratoire

Alpha-foetoprotéine (AFP) liquide amniotique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Tube neuronal - défauts de fermeture
Indication diagnostique	sytématique sur les LA jusqu'à 26 6/7 SA
Préparation du patient	Amniocentèse. Le patient doit se rendre aux US
Renseignement téléphonique	Médecin du service de médecine génétique (conseil génétique): 021 314 32 00 Laboratoire de chimie clinique : 021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence et/ou horaire d'exécuti	Fréquence d'analyse: 2 à 3 fois par semaine
Analyse accréditée	OUI
Analyse sous-traitée	OUI
Spécialité	Génétique constitutionnelle
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061232 Lien 012 - Chimie clinique - Matériel spécial
Renseignements à fournir	âge gestationnel aux US lors du prélèvement



Pré analytique

Prélèvement

• Liquide amniotique

Instruction(s) particulière(s)

Interférence: souillure par du sang fœtal

Matériel standard

Quantité

Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande: 929110

Volume minimum 2 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Contacter le laboratoire

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Réfrigéré Oui



Congelé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	ne pas stocker
Conditions d'acheminement	Par transporteur ou par poste express 24 h
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Pas d'envoi par pneumatique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Délai de rendu	1 semaine	
Interprétation	Avec le caryotype ou sur demande du médecin, interpré FAMH en génétique	tation par un
Méthode analytique		
Principe de la méthode	FIA Kryptor Trace	
Analyseur	Kryptor de Thermofisher	

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 17.37

