

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Alpha-foetoprotéine (AFP) liquide amniotique

## Informations générales

### Examen

### But de l'analyse

Tube neuronal - défauts de fermeture

### Indication diagnostique

sytématique sur les LA jusqu'à 26 6/7 SA

### Préparation du patient

Amniocentèse. Le patient doit se rendre aux US

### Renseignement téléphonique

Médecin du service de médecine génétique (conseil génétique): 021 314  
32 00 Laboratoire de chimie clinique : 021 31 44 121

### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

### Fréquence et/ou horaire d'exécution

Fréquence d'analyse: 2 à 3 fois par semaine

### Analyse accréditée

OUI

### Analyse sous-traitée

OUI

### Spécialité

- Génétique constitutionnelle

### Prescription

### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

061232

#### Lien

[012 - Chimie clinique - Matériel spécial](#)

### Renseignements à fournir

âge gestationnel aux US lors du prélèvement

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Liquide amniotique

#### Instruction(s) particulière(s)

Interférence: souillure par du sang fœtal

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

#### Volume minimum

2 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Contacter le laboratoire

#### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

24h

#### Réfrigéré

Oui



**Congelé** Non

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Conservation** ne pas stocker

**Conditions d'acheminement** Par transporteur ou par poste express 24 h

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement** Pas d'envoi par pneumatique

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone** 021 31 44 280

**Astreinte** En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web** [Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

**Interprétation** Avec le caryotype ou sur demande du médecin, interprétation par un  
FAMH en génétique

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • FIA Kryptor Trace

**Analyseur** Kryptor de Thermofisher

## Post analytique

### Tarif

**Tarif (CHF)** 17.37