

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Caryotype moléculaire

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Caryotype moléculaire: array CGH
<b>Indication diagnostique</b>	Détection des pertes et des gains d'ADN
<b>Ajout d'analyse</b>	en cas d'analyse prénatale/foetale: prélèvement veineux EDTA de la maman (exclure une contamination maternelle)
<b>Renseignement téléphonique</b>	Médecin du service de génétique pour conseil génétique: tél: 021 314 32 00 Laboratoire : 021 31 43 384
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Génétique constitutionnelle</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Puce à ADN, array CGH
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> <b>Lien</b> <a href="#">1001 - LGE - Analyses de cytogénétique constitutionnelle</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	indication et consentement génétique

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux , liquide amniotique, villosités choriales, peau, lames paraffinées

### Matériel standard

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

#### Volume minimum

5 ml

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Contacter le laboratoire

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

### Matériel néonatalogie

#### Quantité

2

#### Contenant

Microtube 0.5 ml EDTA-K



Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434

#### Volume minimum

Microvettes 0.3 ml EDTA

### Stabilité maximale avant analyse

#### Ambiant

24h



<b>Congelé</b>	Non
<b>Traitement du prélèvement pour requérants externes</b>	
<b>Conservation</b>	ne pas stocker
<b>Conditions d'acheminement</b>	par transporteur ou par poste express 24 h
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Pas d'envoi par pneumatique
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de génétique constitutionnelle
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 43 384
<b>Astreinte</b>	Service de piquet : samedi, dimanche et jours fériés 9h-17h au 079 556 48 42
<b>Site web</b>	<a href="#"><u>Génétique constitutionnelle</u></a>

### Résultats

**Interprétation** Par un FAMH en génétique

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Array CGH\_ Agilent 180K

<b>Analyseur</b>	Manuel
<b>Technique</b>	Non

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** Oui

### Tarif

**Tarif (CHF)** 1620