

Catalogue des analyses - Laboratoire

Analyse FISH

FISH métaphasique / FISH interphasique

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Analyse ciblée de région au moyen de sonde
Indication diagnostique	suspicion de syndrome chromosomique ciblé
Renseignement téléphonique	Médecin du service de génétique pour conseil génétique: tél: 021 314 32 00 Laboratoire : 021 31 43 384
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">Génétique constitutionnelle
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien <u>1001 - LGE - Analyses de cytogénétique constitutionnelle</u>
Renseignements à fournir	Diagnostic présumé et consentement génétique

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none">Sang veineux , liquide amniotique, villosités choriales, peau, lames paraffinées
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT – N° commande : 999007

Volume minimum

1 ml

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Contacter le laboratoire


Matériel pédiatrique

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003

Matériel néonatalogie

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT – N° commande : 999003

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

24h

Réfrigéré

24h

Congelé

Non

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	ne pas stocker
Conditions d'acheminement	Par transporteur ou par poste express 24 h
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Pas d'envoi par pneumatique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de génétique constitutionnelle
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 43 384
Astreinte	Service de piquet : samedi, dimanche et jours fériés 9h-17h au 079 556 48 42
Site web	<u>Génétique constitutionnelle</u>

Résultats

Délai de rendu	1-2 semaines
Interprétation	par un FAMH en génétique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none"> Hybridation in-situ
Analyseur	Manuel
Technique	Non

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	Congélation -20°C (1 an)
-------------------------	--------------------------

Tarif