Catalogue des analyses - Laboratoire

Analyse FISH

FISH métaphasique / FISH interphasique

Informations générales

c۷	-	m	Δ	n

But de l'analyse	Analyse ciblée de région au moyen de sonde		
Indication diagnostique	suspicion de syndrome chromosomique ciblé		
Renseignement téléphonique	Médecin du service de génétique pour conseil génétique: tél: 021 314 32 00 Laboratoire : 021 31 43 384		
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire		
Analyse accréditée	OUI		
Spécialité	Génétique constitutionnelle		
Prescription			
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien 1001 - LGE - Analyses de cytogénétique constitutionnelle		
Renseignements à fournir	Diagnostic présumé et consentement génétique		
Pré analytique			
Prélèvement			
Nature	• Sang veineux , liquide amniotique, villosités choriales, peau, lames paraffinées		
Matériel standard			
Quantité	1		
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium		





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Volume minimum

1 ml

2

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses


Contacter le laboratoire

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Matériel néonatologie

Quantité

2

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 24h

Réfrigéré 24h

Congelé

Traitement du prélèvement pour requérants externes



Conservation	ne pas stocker
Conditions d'acheminement	Par transporteur ou par poste express 24 h
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Pas d'envoi par pneumatique
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de génétique constitutionnelle		
Site	BH18-100		
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne		
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé		
Téléphone	021 31 43 384		
Astreinte	Service de piquet : samedi, dimanche et jours fériés 9h-17h au 079 556 48 42		
Site web	<u>Génétique constitutionnelle</u>		
Résultats			
Délai de rendu	1-2 semaines		
Interprétation	par un FAMH en génétique		
Méthode analytique			
Principe de la méthode	Hybridation in-situ		
Analyseur	Manuel		
Technique	Non		

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé Congélation -20°C (1 an)

Tarif

