



Catalogue des analyses - Laboratoire

Dépistage VRE

Recherche d'entérocoques résistant à la vancomycine

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Cet examen comprend une recherche spécifique d'enterocoques résistants à la vancomycine (VRE).

Indication diagnostique

Cette recherche s'effectue selon les directives de l'unité Hygiène Prévention et Contrôle de l'Infection (HPCI). Les motivations pour cette recherche figurent sur le bon d'analyse. Elle peut être effectuée en urgence pour des motifs appropriés selon les mêmes directives.

Renseignement téléphonique

021 31 40 260

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hygiène prévention et contrôle de l'infection

Prescription

Formulaire de demande**Numéro de commande**

Disponible via le laboratoire d'épidémiologie au 021 31 40 260

Renseignements à fournir

Motivation. Sans cette information, l'analyse ne sera pas effectuée.

Recommandations

Un bon par prélèvement

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Frottis

Instruction(s) particulière(s)

Frottis rectal:

- Insérer l'écouvillon dans le rectum, tourner 2X et le retirer
- Insérer l'écouvillon dans le tube, le casser au point de marquage et le laisser dans le tube
- Fermer le tube avec le capuchon

Matériel standard**Quantité**

1

Contenant

ESwab (bouchon rose Copan)



N° commande : 935524

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	Nuit
Réfrigéré	Weekend (2 nuits)
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Envoi dans une pochette kangourou, le prélèvement doit être séparé du bon de demande.
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire d'épidémiologie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 12h00 ; 13h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 14h30 à 17h00 uniquement pour urgences
Téléphone	021 31 40 260
Site web	Epidémiologie

Résultats

Interprétation

Il n'est pas possible d'obtenir des résultats sur la présence d'autres germes pathogènes.

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Culture sur des milieux sélectifs