



Catalogue des analyses - Laboratoire

Spectrogramme

Liquide amniotique

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Incompatibilité rhesus foeto-maternelle

Indication diagnostique

Amnioscentese

Ajout d'analyse

021 31 43174

Renseignement téléphonique

J-1 pour qu'il organise le travail et si prélèvement est différé

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Synonyme

IgG1, IgG2, IgG3, IgG4

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide amniotique

Instruction(s) particulière(s)

Pas de contamination sanguine

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube noir
NULL

Volume minimum

10 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception du laboratoire de foetologie - maternité

Site

MAT-03 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02 - laboratoire
foetologie

Adresse

MAT-03-3068 laboratoire salle d'accouchement
MAT-02-2006 laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi au jeudi 6h30 - 15h40

Téléphone

021 31 43 509 - labo salle d'accouchement 021 31 43 174 - labo
foetologie

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de foetologie - maternité

Site

MAT-03-3068 - laboratoire salle d'accouchement MAT-02-2006 -
laboratoire foetologie

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi --> jeudi : 6h30 - 15h40

Résultats

Délai de rendu

< 24h

Interprétation

Paramètres : Zones I-II-III

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Photométrie