Catalogue des analyses - Laboratoire  $\begin{array}{c} DLA\_INV\_01\_00306 \\ V14-01/12/2025 \end{array}$ 

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Pathologie chirurgicale**

Biopsies fraîches pour suspicion d'hémopathie (ganglions ou autres)



## Informations générales

## Examen

But de l'analyse	Examen Anatomo-pathologique d'une pièce opératoire Remarques: la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisons sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : <a href="mailto:iup.secretariat@chuv.ch">iup.secretariat@chuv.ch</a> .
Renseignement téléphonique	021 31 47 190
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Anatomo-histo-cyto-pathologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien 102 - Pathologie - Histologie
Renseignements à fournir	<b>Obligatoires</b> : Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats



## Pré analytique

## **Prélèvement**

#### **Nature**

• Tissu

## Instruction(s) particulière(s)

**Biopsie(s)** : déposer la (les) biopsie(s) dans le pot stérile, contenant 30 ml de NaCl 0,9%

**Biopsie(s) exérèse(s)** : déposer le(s) prélèvement(s) dans le pot stérile contenant une gaze humidifiée de NaCl 0,9%

(en dehors des horaires d'ouverture, fixer l'échantillon en formol tamponné 4%)

**Attention** : le délai entre le prélèvement et la prise en charge /fixation peut influer sur les analyses

#### Matériel standard

### **Contenant**

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant  $N^{\circ}$  commande : 908016

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Maintenir sur glace jusqu'à l'acheminement à l'IPA
Conditions d'acheminement	A acheminer sur glace et sans délai par transporteur ad hoc, IMPERATIVEMENT avant 16h00 à la réception Histopathologie
Acheminement	
Conditions d'acheminement	A acheminer sur glace et sans délai par transporteur ad hoc et au plus tard jusqu'à 16h00 à la réception Histopathologie
Dépose des prélèvements	Institut de Pathologie / Réception Histopathologie
Site	BU25-02-212



Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de pathologie chirurgicale Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 7h00 à 17h30 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 190
Site web	<u>Pathologie - Réception/Histopathologie</u>

## **Analytique**

### **Prestataire**

Site web

Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoires de Pathologie Clinique
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Site web	<u>Pathologie - Pathologie clinique</u>
Résultats	
Interprétation	Par un pathologiste de l'IPA

