Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00309

V14 - 01/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Pathologie chirurgicale

Biopsies de greffons (myocardiques, pulmonaires et hépatiques)



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Examen Anatomo-pathologique d'un échantillon tissulaire Remarques : la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisons sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : iup.secretariat@chuv.ch .
Renseignement téléphonique	021 31 47 190
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Anatomo-histo-cyto-pathologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien 102 - Pathologie - Histologie
Renseignements à fournir	Obligatoires : Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats



Pré analytique

Prélèvement

Nature

• Tissu

Instruction(s) particulière(s)

1. Biopsies myocardiques, pulmonaires :

- a. Contenant n°1: déposer 1 biopsie dans le pot stérile, contenant 30 ml de NaCl 0,9% (en dehors des horaires d'ouverture, fixer l'échantillon en formol tamponné 4%)
- b. Contenant n°2 : déposer 4 biopsies dans le flacon contenant du formol tamponné 4%

2. Biopsies hépatiques :

• Déposer **la ou les biopsie(s)** dans le pot stérile, contenant 30 ml de NaCl 0,9% (en dehors des horaires d'ouverture, fixer l'échantillon en formol tamponné 4%)

Attention : le délai entre le prélèvement et la prise en charge /fixation peut influer sur les analyses

Matériel standard

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande: 908016

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Biopsies formolée : max 1h

Réfrigéré Biopsie fraîche : max 1h

Traitement du prélèvement pour requérants externes



Conservation	Maintenir dans les conditions ci-dessous jusqu'à l'acheminement à l'IPA : • Biopsie fraîche : sur glace • Biopsie formolée : ambiant	
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie : • Biopsie fraîche : sur glace • Biopsie formolée : ambiant	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par transporteur ad hoc, durant les heures d'ouverture de la réception Histopathologie • Biopsie fraîche : sur glace • Biopsie formolée : ambiant	
Dépose des prélèvements	Institut de Pathologie / Réception Histopathologie	
Site	BU25-02-212	
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de pathologie chirurgicale Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne	
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 7h00 à 17h30 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé	
Téléphone	021 31 47 190	



Site web

<u>Pathologie - Réception/Histopathologie</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoires de Pathologie Clinique
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Site web	<u>Pathologie - Pathologie clinique</u>
Résultats	
Interprétation	Par un pathologiste de l'IPA

