

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytopathologie

Liquide Céphalo-Rachidien (LCR)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Caractérisation cytologique et/ou de recherche de cellules malignes dans un liquide céphalo-rachidien (LCR)

Attention: la numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différenciation leucocytaire »

Remarques : la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisions sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : iup.secretariat@chuv.ch.

Renseignement téléphonique

021 31 47 145

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Anato-mo-histo-cyto-pathologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

Renseignements à fournir

Obligatoires :

Nom Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats - Volume de LCR ajouté au CytoLyt®

Recommandations

Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire prestataire.

Attention : ne pas utiliser ce formulaire si « numération répartition



cellulaire et l'hématocrite» sont demandés sur du LCR, car ces analyses sont effectuées par le laboratoire LCH, pour cela remplir la prescription « LCR numération et différenciation leucocytaire »

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide céphalo-rachidien (LCR)

Instruction(s) particulière(s)

Mettre 2 ml de LCR dans un tube de 15ml CytoLyt® à bouchon vert pour envoi au laboratoire Cytologique de l'IPA
Attention: si une numération, répartition cellulaire et l'hématocrite sont demandées : ne pas mettre la totalité du LCR natif dans le tube CytoLyt®:
Mettre 2 ml de LCR natif dans le CytoLyt® pour la Cytologie et le volume restant est envoyé natif aux autres labo concernés

Matériel standard

Contenant

Tube CytoLyt



Sur demande au tél 66 295

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

3 semaines

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Maintenir à température ambiante jusqu'à l'acheminement à l'IPA

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

Acheminement

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie

Site

BU25-03-212

Adresse

CHUV-Institut de Pathologie
Laboratoire de cytopathologie
Rue du Bugnon 25
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 47 324

Site web [Pathologie - Réception/Cytopathologie](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie

Site IPA/BU25

Adresse CHUV-Institut de Pathologie
Service de Pathologie Clinique
Rue du Bugnon 25
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 47 111

Astreinte Pathologie Cytopathologie

Résultats

Interprétation Par un pathologiste de l'IPA