



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytopathologie

Liquide d'épanchement (pleural, ascite, péricardique) - Rinçage abdominal - Lavage vésical, urine

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Caractérisation cytologique et/ou de recherche de cellules malignes sur un épanchement (pleural, ascite, péricardique), un rinçage abdominal, lavage vésical ou urine

Remarques : la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisions sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : iup.secretariat@chuv.ch.

Renseignement téléphonique

021 31 47 145

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Anatomo-histo-cyto-pathologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

Renseignements à fournir

Obligatoires :

Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats

Recommandations

Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire.

La numération répartition cellulaire et l'hématocrite sont effectuées au LCH (cf. Fiche liquide d'ascite numération et différenciation leucocytaire)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide épanchement, rinçage abdominal, lavage vésical, urine

Instruction(s) particulière(s)

- Liquide d'épanchement, rinçage abdominal
- Minimum 100ml (maximum 250ml)
 - Ajouter 0,5ml héparine pour 100ml de liquide
 - Ne pas ajouter ni d'alcool, ni autre fixateur

Urine

- Ne pas envoyer la première miction de la journée
- Pas de collecte d'urine sur 24 heures
- Ajouter quelques gouttes de désinfectant incolore (Peau) et conservation à +4°C jusqu'à envoi au laboratoire

Matériel standard

Contenant

Bouteille plastique col large 250 ml



N° commande : 500306

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Maintenir réfrigéré jusqu'à l'acheminement à l'IPA

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologique de l'IPA

Acheminement

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie

Site

BU25-03-212

Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de cytopathologie Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 324
Site web	Pathologie - Réception/Cytopathologie

Analytique

Prestataire

Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Astreinte	Pathologie Cytopathologie
Résultats	
Interprétation	Par un pathologiste de l'IPA