



Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytopathologie

Liquide synovial

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Recherche de cristaux d'urate de sodium, de pyrophosphate de calcium, de cholestérol par lumière polarisée compensée
Recherche de cristaux d'hydroxyapatite par coloration de rouge alizarine

Numération et répartition cellulaire

Remarques : la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisions sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie : iup.secretariat@chuv.ch.

Renseignement téléphonique

021 31 47 145

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

NON

Spécialité

- Anato-mo-histo-cyto-pathologie

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

Lien

[100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique](#)

Renseignements à fournir

Obligatoires :

Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Site de la ponction - Renseignements cliniques adéquats -

Recommandations

Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire - Le médecin doit justifier sa demande si urgente ou si elle concerne les cristaux d'apatite

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Liquide synovial

Instruction(s) particulière(s)

1. Recherche de cristaux (contenant N°1)
Déposer le liquide natif sans coagulant, ni billes de verre ou de plastique dans le pot stérile
2. Numération et répartition cellulaire (contenant N°2)
Déposer minimum 0,5ml de liquide synovial dans un tube EDTA-K de 2,6 ml

Matériel standard

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Maintenir réfrigéré jusqu'à l'acheminement à l'IPA

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

Acheminement

Conditions d'acheminement

A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA

Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie

Site	BU25-03-212
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de cytopathologie Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaires d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 324
Site web	<u>Pathologie – Réception/Cytopathologie</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Astreinte	Pathologie Cytopathologie

Résultats

Interprétation	Par un pathologiste de l'IPA
-----------------------	------------------------------