Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00319

V16 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Cytopathologie

Liquide synovial



Informations générales

Examen

cxdilleli	
But de l'analyse	Recherche de cristaux d'urate de sodium, de pyrophosphate de calcium, de cholestérol par lumière polarisée compensée Recherche de cristaux d'hydroxyapatite par coloration de rouge alizarine Numération et répartition cellulaire Remarques: la facturation prend en compte la/les prestation(s), administrative(s) et technique(s), ainsi que l'analyse par le pathologiste. Le nombre et le choix de technique(s) sont soumis à l'interprétation du médecin en fonction de la complexité de la pathologie rencontrée. Pour plus de précisons sur les coûts et délais, un catalogue des prestations est disponible sur demande auprès du secrétariat central de l'Institut de Pathologie: iup.secretariat@chuv.ch .
Renseignement téléphonique	021 31 47 145
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Analyse accréditée	NON
Spécialité	Anatomo-histo-cyto-pathologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique Lien 100 - Pathologie - Cytologie non gynécologique
Renseignements à fournir	Obligatoires : Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Date et heure de prélèvement - Site de la ponction - Renseignements cliniques adéquats -
Recommandations	Pas de prise en charge en urgence en dehors des heures d'ouverture du laboratoire - Le médecin doit justifier sa demande si urgente ou si elle concerne les cristaux d'apatite



Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Liquide synovial

Instruction(s) particulière(s)

- 1. Recherche de cristaux (contenant N°1) Déposer le liquide natif sans coagulant, ni billes de verre ou de plastique dans le pot stérile
- 2. Numération et répartition cellulaire (contenant N°2) Déposer minimum 0,5ml de liquide synovial dans un tube EDTA-K de 2,6 ml $\,$

Matériel standard

Contenant

Récipient stérile, PS, fond plat



Bouchon gris vissant N° commande : 908016

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré 72h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Maintenir réfrigéré jusqu'à l'acheminement à l'IPA
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologique de l'IPA
Acheminement	
Conditions d'acheminement	A acheminer sans délai par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/cytologie de l'IPA
Dépose des prélèvements	Institut de Pathologie / Réception Cytopathologie



Site	BU25-03-212
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Laboratoire de cytopathologie Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 324
Site web	<u>Pathologie - Réception/Cytopathologie</u>
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Institut de Pathologie / Laboratoire de Cytopathologie
Site	IPA/BU25
Adresse	CHUV-Institut de Pathologie Service de Pathologie Clinique Rue du Bugnon 25 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 47 111
Astreinte	Pathologie Cytopathologie



Résultats

Interprétation

Par un pathologiste de l'IPA