

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Pathologie moléculaire

Analyse de Biologie Moléculaire à partir d'ADN/ARN

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Caractérisation qualitative et/ou quantitative de l'ADN ou de l'ARN visant la détection d'anomalies ou de signatures moléculaires en rapport avec des situations pathologiques

#### Renseignement téléphonique

021 314 71 56 ou 079 556 35 62

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Analyse accréditée

NON

#### Spécialité

- Anato-mo-histo-cyto-pathologie

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[104 - Pathologie - Analyses moléculaires sur tissu et cytologie](#)

Lien

[104 - Pathologie - Analyses moléculaires sur tissu et cytologie](#)

#### Renseignements à fournir

Obligatoires :

Données administratives du patient - Identité et coordonnées du prescripteur - Nom du laboratoire et du médecin ou biologiste référent  
- Date et heure de prélèvement - Renseignements cliniques adéquats.

Indiquer également :

- Le % estimé de cellules d'intérêt
- Type d'échantillon d'où l'ADN ou ARN a été extrait
- Modalités d'extraction et concentration de l'échantillon.

#### Recommandations

Fournir :

- Le rapport d'analyse histopathologique
- Lame HE correspondante et autres lames de référence si relevant

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- ADN ou ARN

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube Eppendorf SafeLock 1.5 ml DNase/RNase free



NULL

### Stabilité maximale avant envoi

#### Congelé

Stable à long terme (ADN : -20°C et ARN: -80°C)

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Conservation

Maintenir à -20°C pour l'ADN et -80°C pour l'ARN, jusqu'à l'acheminement à l'IPA

#### Conditions d'acheminement

Pour l'ADN : acheminer à température ambiante par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/macroscopie de l'IPA

Pour l'ARN : acheminer dans la neige carbonique par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/macroscopie de l'IPA

### Acheminement

#### Conditions d'acheminement

Pour l'ADN : acheminer à température ambiante par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/macroscopie de l'IPA

Pour l'ARN : acheminer dans la neige carbonique par coursier durant les heures d'ouverture de la réception/macroscopie de l'IPA

### Dépose des prélèvements

Institut de Pathologie / Réception Histopathologie

#### Site

BU25-02-212

#### Adresse

CHUV-Institut de Pathologie  
Laboratoire de pathologie chirurgicale  
Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

#### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 7h00 à 17h30  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé



**Téléphone** 021 31 47 190

---

**Site web** [Pathologie - Réception/Histopathologie](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Institut de pathologie (IPA) - Laboratoire de Biologie moléculaire

---

**Site** BU25-02-235

---

**Adresse** Rue du Bugnon 25  
1011 Lausanne

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 079 55 68 276

---

**Astreinte** Pathologie moléculaire

### Résultats

**Interprétation** Par un pathologiste de l'IPA