



Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-MPO

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Auto-immunité

Synonyme Anticorps anti-myéloperoxydase

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999073
Lien
050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

à T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100



Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
--------------------	---

Site	BH18-100
-------------	----------

Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
----------------	-----------------------------------

Tube pneumatique	439
-------------------------	-----

Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
---	--

Téléphone	021 31 40 805
------------------	---------------

Site web	Immunologie et allergie
-----------------	---

Résultats

Délai de rendu	2-3 jours
-----------------------	-----------

Méthode analytique

Principe de la méthode	• ECL
-------------------------------	-------



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 25.2

Condition(s) spéciale(s) Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires.