

Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-RNP, anti-Sm

Suivi

Informations générales

Examen

Indication diagnostique Maladies auto-immunes, présence d'anticorps anti-nucléaires

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Analyse accréditée OUI

Prescription

Formulaire de demande
Numéro de commande
999073
Lien
[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,
vol minimum 0.6 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

à T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 25.2