Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-SSA 52/60kd, anti-SSB

Suivi



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Maladies auto-immunes, présence d'anticorps anti-nucléaires
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Anti-Ro
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie



Pré analytique

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

1

Consideration of the Considera

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres

analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation
Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

Conservation

4°C

à T° ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires

Analytique

Prestataire

Site web

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	

1-2 semaines

Post analytique

Délai de rendu

Conservation après examens

Aliquote congelé	6 mois

Tarif

103.5 Tarif (CHF)

