



Catalogue des analyses - Laboratoire

Elispot CMV

Recherche d'immunité cellulaire

Information(s) importante(s)

Attention

- Ne pas envoyer par poste pneumatique

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Suspicion d'infection

Renseignement téléphonique

021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

4x/semaine

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Immunologie

Synonyme

T-spot

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

3

Contenant

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Matériel pédiatrique

Quantité

3

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

T° ambiante

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 4 heures post prélèvement, les jours
ouvrables avant 13h30
Ne pas envoyer par poste pneumatique

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires sans PP pour interne](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode • Elispot IFN-Gamma

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 116.1