Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00343

V11 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **IgE spécifique**

Par technologie ISAC



# Informations générales

### Examen

But de l'analyse	Recherche d'infection allergique complexe
Indication diagnostique	Affections allergiques croisées
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Allergie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999074 Lien

<u>051 - Immunologie - Allergie</u>



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

• Sang veineux

Matériel standard

**Quantité** 

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Library Con 1973 and an analysis of the control of

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'allergie

Matériel pédiatrique

Quantité <sup>1</sup>

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Matériel néonatologie

Quantité <sup>1</sup>

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,

vol minimum 2.0 ml



Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



# **Analytique**

### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 1 mois
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• FEIA
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	6 mois

337.5



Tarif

Tarif (CHF)