

Catalogue des analyses - Laboratoire

# Dépistage hépatites aiguës

Sérologie

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Recherche des marqueurs suivants : antigène HBs, anticorps anti-HBc totaux, anticorps anti-HAV IgM, anticorps anti-HCV, anticorps anti-HEV IgM, anticorps anti-HEV IgG

#### Indication diagnostique

Hépatites aiguës

#### Renseignement téléphonique

021 31 40 805

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Virologie

#### Synonyme

Hépatite A, hépatite B, hépatite C, hépatite E, HAV, HBV, HCV, HEV

#### Prescription

#### Formulaire de demande

Numéro de commande

999073

Lien

[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux


#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépat

**Matériel pédiatrique**

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 2.6 ml EDTA-K




Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Matériel néonatalogie**

**Quantité** 1

**Contenant** Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré** Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2.0 ml

**Conservation** 4°C

**Conditions d'acheminement** T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** Immunologie et allergie

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 40 805

**Astreinte** 021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV

**Site web** [Immunologie et allergie - HIV](#)

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ECL

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 131.5

**Condition(s) spéciale(s)** Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires