Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Hépatite B**

Sérologie, confirmation antigène HBs

## Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	Dépistage et suivi hépatite B
Indication diagnostique	Antigène HBs positif
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Virologie
Synonyme	HBV
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

### Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

Matériel standard

**Quantité** 

**Contenant** Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépat

#### Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

#### Matériel néonatologie

Quantité <sup>1</sup>

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

#### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2.0 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires



Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires
Analytique	
Prestataire	

### Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie **Prestataire** BH18-100 Site Rue du Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne 439 **Tube pneumatique** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Horaire d'ouverture du laboratoire Samedi, dimanche et jours fériés : fermé 021 31 40 805 Téléphone <u>Immunologie et allergie</u> Site web

**Délai de rendu** < 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

• ECL



Résultats

## Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

**Tarif** 

Tarif (CHF)

**Condition(s) spéciale(s)**Un test positif peut engendrer des coûts supplémentaires

