

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hépatite B

Sérologie, antigène HBs quantitatif

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Suivi hépatite B

**Indication diagnostique**

Hépatites aiguës, hépatites chroniques,

**Renseignement téléphonique**

021 31 40 805

**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/jour

**Analyse accréditée**

OUI

**Spécialité**

- Virologie

**Synonyme**

HBV

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande**

999073

**Lien**[050 - Immunologie](#)

## Pré analytique

**Prélèvement****Nature**

- Sang veineux

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépatites-

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Matériel néonatalogie**

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 2.0 ml

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

|  |  |
|--|--|
| <b>Site</b>                                | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| <b>Pneumatique</b>                         | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b> | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 44 280  |
| <b>Astreinte</b>                           | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| <b>Site web</b>                            | <a href="#">Réception des laboratoires</a>   |

## Analytique

### Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie                          |
| <b>Site</b>                               | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 40 805  |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Immunologie et allergie</a>                                      |

### Résultats

**Délai de rendu** < 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ECL



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 18