



Catalogue des analyses - Laboratoire

C1 inactivateur fonctionnel

Informations générales

Examen


Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI

Prescription


Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie
------------------------------	---

Pré analytique

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble du bilan du complément

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Tube 1.2 ml sérum  S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger, au maximum 2 heures après prélèvement, durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2x 0.6 ml et congeler immédiatement
Conservation	-20°C
Conditions d'acheminement	Envoi congelé
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Acheminement immédiat sur glace. Arrivée au laboratoire à 16h00 au plus tard
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439



Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 48.6