

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# HIV-1/-2

Confirmation

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Confirmation infection HIV-1/-2. Les analyses réalisées dépendent des résultats antérieurs.
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Virologie</li></ul>
<b>Synonyme</b>	HIV
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## Matériel pédiatrique

### Quantité

1

### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Matériel néonatalogie

### Quantité

1

### Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

## Stabilité maximale avant envoi

### Réfrigéré

Nuit

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement  
Centrifuger durant 15 min à 1000g  
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

### Conservation

L'échantillon à 4°C  
le plasma à -20°C

### Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante  
le plasma congelé

## Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	Immunologie et allergie
<b>Horaires d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Astreinte</b>	021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites - HIV
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie - HIV</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 1 semaine
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immunodot</li> </ul>

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	6 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	59.4
<b>Condition(s) spéciale(s)</b>	Un test négatif peut engendrer des coûts supplémentaires (PCR)