Catalogue des analyses - Laboratoire

Anticorps anti-C1q

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dépistage des patients lupiques à risque de développer une glomérulonéphrite
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Auto-immunité
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien <u>050 - Immunologie</u>



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel

Control of the second of the s

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

Conservation

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

BH18-100

Bugnon 46

1011 Lausanne



Adresse

Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1-2 semaines
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ELISA



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3

