



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ustekinumab

Taux résiduel du médicament

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Suivi thérapeutique
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosages de médicaments</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	Stelara, médicaments biologiques

### Prescription


<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 955611 <b>Lien</b> <a href="#">052 - Immunologie - Médicaments biologiques</a>
------------------------------	---

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
---------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 7.5 ml sérum gel  Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

## Stabilité maximale avant envoi

### Réfrigéré

Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 1.0 ml

### Conservation

48 heures congélateur

### Conditions d'acheminement

48 heures à 4°C

### Acheminement

### Conditions d'acheminement

Température ambiante

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

# Analytique

## Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
<b>Téléphone</b>	021 31 40 805
<b>Site web</b>	<a href="#">Immunologie et allergie</a>

## Résultats

**Délai de rendu** 1-2 semaines

## Méthode analytique

**Principe de la méthode** • Chemiluminescence

# Post analytique

## Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

## Tarif

**Tarif (CHF)** 78.3