Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite D

Anticorps, dépistage

Informations générales

Examen

| But de l'analyse | Dépistage hépatite D |
|----------------------------|---|
| Indication diagnostique | Hépatites aigues, hépatites chroniques |
| Renseignement téléphonique | 021 31 40 805 |
| Horaire de réalisation | Heures ouvrables du laboratoire |
| Fréquence d'exécution | 1x/semaine |
| Analyse accréditée | OUI |
| Spécialité | • Virologie |
| Synonyme | HDV |
| Prescription | |
| Formulaire de demande | Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie |

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K





Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des dépistages hépat

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Matériel néonatologie

Quantité

Contenant Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

| Préparation | Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 2.0 ml |
|---------------------------|---|
| Conservation | 4°C |
| Conditions d'acheminement | T° ambiante |
| Acheminement | |
| Dépose des prélèvements | Réception des laboratoires |
| Site | BH18-100 |



| Adresse | Bugnon 46 1011 Lausanne |
|-------------------------------------|--|
| Pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture de la réception | Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00 |
| Téléphone | 021 31 44 280 |
| Astreinte | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| Site web | <u>Réception des laboratoires</u> |

Analytique

Prestataire

| Prestataire | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie |
|------------------------------------|--|
| Site | BH18-100 |
| Adresse | Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne |
| Tube pneumatique | 439 |
| Horaire d'ouverture du laboratoire | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| Téléphone | 021 31 40 805 |
| Site web | <u>Immunologie et allergie</u> |
| Résultats | |
| Délai de rendu | 1 semaine |
| Méthode analytique | |
| Principe de la méthode | • ELISA |



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

