

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Hépatite C

Confirmation

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Confirmation anticorps anti-HCV
<b>Indication diagnostique</b>	Hépatites aiguës, hépatites chroniques,
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	4x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Virologie</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	HCV
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sang veineux</li> </ul>
---------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

## Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

## Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 1.2 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

## Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 2.0 ml

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

## Pneumatique

439

### Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

### Prestataire

#### Prestataire

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

#### Tube pneumatique

Immunologie et allergie

#### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

#### Téléphone

021 31 40 805

#### Astreinte

021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites-HIV

#### Site web

[Immunologie et allergie - HIV](#)

### Résultats

#### Délai de rendu

< 1 semaine

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- Immunodot



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé**

6 mois

**Tarif**

**Tarif (CHF)**

59.4