Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Calprotéctine**

### Informations générales

Examen

But de l'analyse	Recherche et suivi de MICI
Indication diagnostique	Diarrhées inflammatoires
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Auto-immunité
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien

<u>050 - Immunologie</u>

### Pré analytique

**Prélèvement** 

Nature • Selles

Matériel standard

**Quantité** 

**Contenant** Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc





N° commande : 997242

4°C

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	4 5
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	Réception des laboratoires



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Turbidimétrie
Post analytique	
Tarif	

54.9



Tarif (CHF)