Catalogue des analyses - Laboratoire

IgE spécifiques mélange d'allergènes respiratoires

Informations générales

Examen

But de l'analyse Dépistage allergique

Indication diagnostiqueAffections allergiques

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 2x/semaine

Analyse accréditée

Spécialité • Allergie

Synonyme Pneumoallergènes

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande

999074 **Lien**

<u>051 - Immunologie - Allergie</u>

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel





Monovette bouchon brun – N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'allergie

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 1.2 ml sérum

1



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Matériel néonatologie

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml
Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100

Bugnon 46

1011 Lausanne



Adresse

Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• FEIA



Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

