



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Tryptase

## Informations générales

### Examen

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Indication diagnostique</b>    | Choc anaphylactique, anaphylactoïde |
| <b>Renseignement téléphonique</b> | 021 31 40 805                       |
| <b>Horaire de réalisation</b>     | Heures ouvrables du laboratoire     |
| <b>Fréquence d'exécution</b>      | 2x/semaine                          |
| <b>Analyse accréditée</b>         | OUI                                 |

### Spécialité

- Allergie

### Prescription

#### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

999074

**Lien**

[051 - Immunologie - Allergie](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

### Matériel standard

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'allergie

### Matériel pédiatrique

**Quantité**

1

**Contenant**

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

### Stabilité maximale avant analyse

**Réfrigéré**

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

**Préparation**

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante

### Acheminement

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

|  |  |
|--|--|
| <b>Adresse</b>                             | Bugnon 46<br>1011 Lausanne   |
| <b>Pneumatique</b>                         | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture de la réception</b> | Lundi-vendredi : 6h30-18h30<br>Samedi : 6h30-15h30<br>Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00  |
| <b>Téléphone</b>                           | 021 31 44 280  |
| <b>Astreinte</b>                           | En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH |
| <b>Site web</b>                            | <a href="#">Réception des laboratoires</a>   |

## Analytique

### Prestataire

|   |  |
|---|--|
| <b>Prestataire</b>                        | Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie                          |
| <b>Site</b>                               | BH18-100   |
| <b>Adresse</b>                            | Rue du Bugnon 46<br>1011 Lausanne  |
| <b>Tube pneumatique</b>                   | 439  |
| <b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b> | Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00<br>Samedi, dimanche et jours fériés : fermé |
| <b>Téléphone</b>                          | 021 31 40 805  |
| <b>Site web</b>                           | <a href="#">Immunologie et allergie</a>                                      |

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- FEIA



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 25.2