Catalogue des analyses - Laboratoire

X-match (donneur)

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Compatibilité tissulaire
Indication diagnostique	Transplantation d'organes (rein, foie, cœur, poumon)
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Histocompatibilité - HLA
Synonyme	Cross-match
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité ⁵

Contenant Tube BD Vacutainer ACD 8.5 ml





Bouchon jaune – N° commande : 366645

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	T° ambiante
Conditions d'acheminement	T° ambiante
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Astreinte	021 314 11 11 - piquet transplantation
Site web	<u>Immunologie et allergie - transplant</u>
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Cytométrie de flux

