



## Catalogue des analyses - Laboratoire

# C1 inactivateur

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Œdème angioneurotique héréditaire
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Immunologie</li></ul>
<b>Synonyme</b>	C1-estérase inhibiteur, C1s-inhibiteur
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des protéines sériques

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

### Stabilité maximale avant analyse

#### Réfrigéré

Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 0.6 ml

#### Conservation

4°C

#### Conditions d'acheminement

T° ambiante

### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

#### Site

BH18-100

#### Adresse

Bugnon 46

1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site**

BH18-100

**Adresse**Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé**Téléphone**

021 31 40 805

**Site web**[Immunologie et allergie](#)**Résultats****Délai de rendu**

&lt; 1 semaine

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Turbidimétrie



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 25.2