Catalogue des analyses - Laboratoire

Facteur rhumatoïde

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Auto-immunité
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie



Pré analytique

Prélèvement

· Sang veineux **Nature**

Matériel standard

1 **Quantité**

Tube 7.5 ml sérum gel Contenant

Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Règle(s) si cumul avec d'autres

analyses

Les mêmes tubes suffisent pour l'ensemble des paramètres d'autoimmunité

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Tube 1.2 ml sérum **Contenant**



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande: 998994

Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum, **Préparation** vol minimum 0.6 ml 4°C **Conservation** T° ambiante **Conditions d'acheminement Acheminement** Réception des laboratoires Dépose des prélèvements BH18-100



Site

Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats Délai de rendu	< 1 semaine
Méthode analytique Principe de la méthode	• Turbidimétrie
Technique	La méthode est conçue pour détecter les IgM. D'autres classes d'immunoglobulines de facteur rhumatoïde ne seront dès lors pas



détectées.

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF)

