

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# SAA

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

#### Analyse accréditée

OUI

#### Synonyme

Amyloïde A sérique

### Prescription

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

999069

#### Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 999002

## Traitement du prélèvement pour requérants externes

### Préparation

Centrifuger à température ambiante durant 5 min à 3600 g maximum,  
décanter le sérum, vol minimum 0.6 ml

### Conservation

4°C

### Conditions d'acheminement

T° ambiante

### Acheminement

### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

### Site

BH18-100

### Adresse

Bugnon 46  
1011 Lausanne

### Pneumatique

439

### Horaires d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

### Téléphone

021 31 44 280

### Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

### Site web

[Réception des laboratoires](#)



## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Chimie clinique</a></u>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	1 semaine
-----------------------	-----------

## Post analytique

### Tarif

<b>Tarif (CHF)</b>	9
--------------------	---