

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# IgG et IgM

LCR / sérum

## Informations générales

### Examen

<b>Indication diagnostique</b>	Infections ou inflammations neurologiques
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 40 805
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/jour
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Protéines</li></ul>
<b>Synonyme</b>	Immunoglobulines
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> 999073 <b>Lien</b> <a href="#">050 - Immunologie</a>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Liquide céphalo-rachidien (LCR)</li><li>• Sang veineux</li></ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Prélevés en même temps
<b>Matériel standard</b>	
<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

---

**Contenant(s) autre(s)**

Tube 7.5 ml sérum gel

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

---

**Contenant**

Tube conique polypropylène stérile 15 ml



Bouchon bleu - N° commande : 929110

**Contenant(s) autre(s)**

Tube 1.2 ml sérum gel

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Si nécessaire, centrifuger durant 10 min à 2000 g, décanter le sérum,  
vol minimum 0.6 ml  
Volume minimum de LCR : 0.5 ml

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi-vendredi : 6h30-18h30  
Samedi : 6h30-15h30  
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

**Téléphone**

021 31 44 280

**Astreinte**

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde  
des laboratoires LCC-LCH

**Site web**[Réception des laboratoires](#)

## Analytique

**Prestataire****Prestataire**

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture du laboratoire**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone**

021 31 40 805

**Site web**[Immunologie et allergie](#)**Résultats****Délai de rendu**

&lt; 1 semaine

**Méthode analytique****Principe de la méthode**

- Turbidimétrie



## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 33.6