Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Hépatite C**

Détermination du génotype

# Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	Suivi thérapeutique
Indication diagnostique	Hépatites aigües, hépatites chroniques, suivi thérapeutique
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Virologie
Synonyme	HCV, génotype
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

# Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

Matériel standard

**Quantité** 

Contenant Tube 7.5 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

## Matériel pédiatrique

**Quantité** 

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

#### Stabilité maximale avant envoi

**Réfrigéré** Nuit et we

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Si acheminement impossible dans les 72 heures post-prélèvement Centrifuger durant 15 min à 1000g Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml
Conservation	L'échantillon à 4°C le plasma à -20°C
Conditions d'acheminement	L'échantillon à température ambiante le plasma congelé
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280



En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde **Astreinte** des laboratoires LCC-LCH

Réception des laboratoires Site web

**Analytique** 

**Prestataire** 

Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie **Prestataire** 

BH18-100 Site

Rue du Bugnon 46 **Adresse** 1011 Lausanne

439 **Tube pneumatique** 

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Horaire d'ouverture du laboratoire

Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

021 31 40 805 Téléphone

Immunologie et allergie Site web

Résultats

1-2 semaines Délai de rendu

Méthode analytique

• Immunodot Principe de la méthode

Post analytique

Conservation après examens

6 mois Aliquote congelé

**Tarif** 

162 Tarif (CHF)

