

Catalogue des analyses - Laboratoire

Hépatite C

Détermination du génotype

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Suivi thérapeutique
Indication diagnostique	Hépatites aiguës, hépatites chroniques, suivi thérapeutique
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Virologie
Synonyme	HCV, génotype
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie

Pré analytique

Prélèvement

Nature	<ul style="list-style-type: none"> Sang veineux
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 72 heures post-prélèvement
Centrifuger durant 15 min à 1000g
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

Conservation

L'échantillon à 4°C
le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante
le plasma congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaires d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Site web [Immunologie et allergie](#)

Résultats

Délai de rendu 1-2 semaines

Méthode analytique

Principe de la méthode

- Immunodot

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 162