

Catalogue des analyses - Laboratoire

HIV-1

Virémie par PCR quantitative

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Suivi HIV
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, "staging" de la maladie
Renseignement téléphonique	021 31 40 805
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	3x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Virologie
Synonyme	VIH

Prescription

Formulaire de demande	Numéro de commande 999073 Lien 050 - Immunologie
------------------------------	---

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux
---------------	----------------

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 7.5 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999010


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel néonatalogie

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24 heures post-prélèvement
Centrifuger durant 15 min à 1000g
Décanter le plasma. Volume minimal : 2.5 ml

Conservation

L'échantillon à 4°C
le plasma à -20°C

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante
le plasma congelé

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 24 heures post prélèvement.
Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.



Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique Immunologie et allergie

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 40 805

Astreinte 021 314 11 11 - piquet sérologie hépatites-HIV

Site web [Immunologie et allergie - HIV](#)

Résultats

Délai de rendu 1 semaine

Méthode analytique

Principe de la méthode

- RT-PCR

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 119.7