Catalogue des analyses - Laboratoire

Antigènes HLA-DQ2 et DQ8 (Maladie cœliaque)

Information(s) importante(s)

Attention

• Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

Maladie cœliaque Indication diagnostique 021 31 40 805 Renseignement téléphonique Heures ouvrables du laboratoire Horaire de réalisation 1x/semaine Fréquence d'exécution OUI Analyse accréditée • Histocompatibilité - HLA Spécialité **Prescription** Numéro de commande Formulaire de demande 999073 Lien 050 - Immunologie

Formulaire de consentement

Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Matériel pédiatrique

1 Quantité

Tube 1.2 ml EDTA-K **Contenant**



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Stabilité maximale avant envoi

Nuit et we Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	4°C
Conditions d'acheminement	T° ambiante

Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	<u>Immunologie et allergie</u>
Résultats	
Délai de rendu	1 semaine
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• PCR en temps réel
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	> 20 ans
Tarif	
Tarif (CHF)	296.1



Tarif (CHF)