

Catalogue des analyses - Laboratoire

VEGF-D

Informations générales

Examen

Indication diagnostique Lymphangioliomyomatose (LAM)

Renseignement téléphonique 021 31 40 805

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution 1x/mois

Analyse accréditée NON

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999073
Lien
[050 - Immunologie](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 7.5 ml sérum gel



Monovette bouchon brun - N° commande : 732677

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Tube 1.2 ml sérum



S-Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998994

Stabilité maximale avant envoi

Congelé

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Si acheminement impossible dans les 24h post-prélèvement, centrifuger durant 15 min à 1000g, décanter le sérum. Volume minimal 600ul.

Conservation

L'échantillon à 4°C. le sérum à -20°C.

Conditions d'acheminement

L'échantillon à température ambiante, le sérum congelé.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Réception du matériel dans les 24 heures post-prélèvement. Le vendredi et les veilles de jours fériés avant 15h00 au plus tard.

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone

021 31 44 280

Astreinte

En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web

[Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de diagnostic d'immunologie et allergie
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaires d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 40 805
Site web	Immunologie et allergie

Résultats

Délai de rendu < 1 mois

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 6 mois

Tarif

Tarif (CHF) 78.3