

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# Ceftazidime

Sang

## Informations générales

### Examen

**But de l'analyse**

Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de ceftazidime (intervalle de référence disponible)

**Indication diagnostique**

TDM uniquement dans des cas spécifiques (i.e. difficultés d'adaptation des doses, épuration extrarénale, dialyse, interactions médicamenteuses, toxicité, résistances)

**Renseignement téléphonique**Laboratoire: 021 314 42 71  
Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00**Horaire de réalisation**

Heures ouvrables du laboratoire

**Fréquence d'exécution**

1x/jour

**Spécialité**

- Dosages de médicaments

**Synonyme**

Fortam®

**Prescription****Formulaire de demande****Numéro de commande****Lien**[016 - Pharmacologie - Agents antimicrobiens](#)**Info**Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH  
18-100, tél 44 280**Renseignements à fournir**

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Instruction(s) particulière(s)

Délai de prélèvement: juste avant la dose suivante.  
Délai d'équilibration: dès la 3<sup>e</sup> dose à posologie constante (24h min).  
Ne pas prélever par la voie veineuse à travers laquelle le traitement antimicrobien a été perfusé.

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

#### Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

1

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

#### Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml EDTA-K

#### Volume minimum

Microtube bien rempli.  
Si cumul d'exams: augmenter le nombre de microvettes, voir avec labo (44 271)

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

30 min

#### Réfrigéré

6h

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.



<b>Conservation</b>	Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C
<b>Conditions d'acheminement</b>	Congelé
<b>Acheminement</b>	
<b>Conditions d'acheminement</b>	Acheminer sans délai (max. 30min après le prélèvement). Urgence: par porteur + nous contacter
<b>Dépose des prélèvements</b>	Réception des laboratoires
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

# Analytique

## Prestataire

### Prestataire

Laboratoire de pharmacologie clinique

### Site

BH18-100

### Adresse

Rue du Bugnon 46  
BH18-218  
1011 Lausanne

### Tube pneumatique

439

### Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

### Téléphone

021 31 44 271

## Résultats

### Délai de rendu

&lt; 24h

### Interprétation

Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.

### Méthode analytique

### Principe de la méthode

- LC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

### Prélèvement primaire

6 jours

### Aliquote congelé

2 semaines

### Tarif

### Tarif (CHF)

166.5

### Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min