

Catalogue des analyses - Laboratoire

Rifampicine (antibiotique)

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Dosage et interprétation pharmacocinétique de taux sanguin de rifampicine

Indication diagnostique

Sur avis du spécialiste.

Indication **antituberculeux**: utiliser le bon 18.Indication **antibiotique**: utiliser le bon 16.**Renseignement téléphonique**

Laboratoire: 021 314 42 71

Interprétation des taux (TDM): 079 556 18 03 ou, en cas de non réponse, au 021 314 25 00

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Fréquence d'exécution

1x/semaine

Fréquence et/ou horaire d'exécution

Ou en urgence (contacter le laboratoire 44271)

Spécialité

- Dosages de médicaments

Synonyme

Rimactan

Prescription**Formulaire de demande**

Numéro de commande

Lien

[016 - Pharmacologie - Agents antimicrobiens](#)

Info

Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-

Renseignements à fournir

Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer in date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du dernier changement posologique.

https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/dl/documents/dml_pcl_tauxplas

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement au pic soit: **2h** après la dernière prise orale
Délai d'équilibration: 2 semaines pour rifampicine.
Le même tube peut servir au dosage de plusieurs antituberculeux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 734810

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo si possibilité de tout doser sur le même tube

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette bouchon blanc - N° commande : 511122

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml EDTA-K

Volume minimum

Microtube bien rempli.
Si cumul d'exams: voir avec labo PCL8 (44 271) si besoin d'augmenter le nombre de microvettes

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

1h

Réfrigéré

6h

Congelé

1 an

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	A T° amb : Sang complet max 72h ou plasma max 24h jusqu'à réception au laboratoire. Sinon congeler le plasma.
Conservation	Congelé
Conditions d'acheminement	Poste prioritaire. Ne pas envoyer le vendredi.
Acheminement	
Conditions d'acheminement	Acheminer sans délai PP 439
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 6h30 à 18h30 Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30 à 14h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>



Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacologie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
BH18-218
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 44 271

Résultats

Délai de rendu 1-2 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode • LC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 6 jours

Aliquote congelé 2 semaines

Tarif

Tarif (CHF) 166.5

Prestation Tarmed Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min