Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00549

V13 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Atomoxétine

Sang



Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
Indication diagnostique	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
Renseignement téléphonique	021 31 42 264
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Dosages de médicaments
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien UPPC - Analyse de médicaments psychotropes
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux


Instruction(s) particulière(s)Prélèvement 60-90 min après la prise du médicament.

Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 4 jours

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation 4°C Conservation Température ambiante, courrier A **Conditions d'acheminement Acheminement** Site de Cery: Amener directement au laboratoire UPPC Conditions d'acheminement Site de CERY: Réception du laboratoire de pharmacogénétique et Dépose des prélèvements psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100 Hôpital de Cery Site Cery **Adresse** 1008 Prilly

Centrifuger et décanter



Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 42 264

Site web

<u>UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique

(UPPC)

Site Hôpital de Cery

Adresse Hôpital de Cery

1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone 021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode • UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

