

Catalogue des analyses - Laboratoire

Fluoxétine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin**Indication diagnostique** Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication**Renseignement téléphonique** 021 31 42 264**Horaire de réalisation** Heures ouvrables du laboratoire**Fréquence d'exécution** 2x/semaine**Analyse accréditée** OUI**Spécialité**

- Dosages de médicaments

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
[UPPC - Analyse de médicaments psychotropes](#)**Renseignements à fournir** Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Prélèvement juste avant la prise du médicament.
Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 4 semaines

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette bouchon rouge - N° commande : 950059

Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré

Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger et décanter

Conservation

4°C

Conditions d'acheminement

Température ambiante, courrier A

Acheminement

Conditions d'acheminement

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

Dépose des prélèvements

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

Site

Hôpital de Cery

Adresse

Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00

Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 42 264

Site web

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire

Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique
(UPPC)

Site

Hôpital de Cery

Adresse

Hôpital de Cery
1008 Prilly

Horaire d'ouverture du laboratoire

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

Téléphone

021 31 42 264

Méthode analytique

Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé

3 mois

Tarif**Tarif (CHF)**

126