



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Méthadone

Sang

## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
<b>Indication diagnostique</b>	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 42 264
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dosages de médicaments</li></ul>

### Prescription

<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> <b>Lien</b> <a href="#">UPPC - Analyse de médicaments psychotropes</a>
<b>Renseignements à fournir</b>	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sang veineux</li></ul>
<b>Instruction(s) particulière(s)</b>	Prélèvement juste avant la prise du médicament. Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 1 semaine Cinétique: 1ère prise de sang juste avant la prise de méthadone et 2ème prise de sang 4h après la prise de méthadone. Merci d'indiquer l'heure exacte de la prise de sang sur chaque prélèvement. Attention cinétique interprétable uniquement si dose en une seule prise par jour !

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

**Contenant(s) autre(s)**

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante, courrier A

**Acheminement**

**Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

**Dépose des prélèvements**

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

**Site**

Hôpital de Cery

**Adresse**

Cery  
1008 Prilly

**Horaire d'ouverture de la réception**

Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone**

021 31 42 264

**Site web**

[UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique  
(UPPC)

**Site** Hôpital de Cery

**Adresse** Hôpital de Cery  
1008 Prilly

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

**Téléphone** 021 31 42 264

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • UPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 166.5